




# GLOBUS

## epilmax



EPILMAX PLUS



EPILMAX PRO

MANUAL DE UTILIZACION



Los productos indicados a continuación son producidos por:

**DOMINO s.r.l.**  
31020 San Vendemiano - TREVISO  
Tel. (+39) 0438.793052  
Fax. (+39) 0438.796463  
E-Mail: info@domino.tv.it

EPILMAX PLUS



EPILMAX PRO



Distribuidos en exclusiva por

**GLOBUS ITALIA S.r.l.**  
Tel. 0438.7933  
[www.globusitalia.com](http://www.globusitalia.com)  
[info@globusitalia.com](mailto:info@globusitalia.com)



Leer atentamente las instrucciones de uso y las advertencias indicadas en el presente manual antes de utilizar el producto

## SUMARIO

-Electrólisis.....	1
-Contenido.....	2
-Advertencias.....	3
-Mantenimiento.....	4
-Características Técnicas.....	5
-Pilas-Cables.....	5
-Instrucciones de uso.....	6
-Lista de Programas.....	8
-Preguntas más frecuentes.....	9
-Garantía.....	9
-Ubicación de los electrodos.....	10

## CICLO DEL CRECIMIENTO DEL VELLO

Para comprender como se extraen los vellos definitivamente, es necesario entender como crecen:

1) Los vellos son producidos por los folículos. Cada persona tiene de 60 a 500 folículos por centímetro cuadrado. Cada folículo tiene la capacidad de hacer crecer un vello, pero este proceso de crecimiento se desarrolla en cada uno con tiempos diversos.

2) Los folículos trabajan en ciclos. Se distinguen períodos de crecimiento, transición y reposo. En el período de crecimiento el vello es nutrido por la papila dérmica. En la fase de reposo la papila deja de nutrir el vello, que por lo tanto caerá, en un tiempo que depende de las diversas zonas del cuerpo. En este punto la papila entra nuevamente en contacto con el folículo y se formará un nuevo vello. Desde el momento del nacimiento hasta que sale fuera de la piel transcurrirán por lo general entre dos o tres semanas. Desde que el vello aparece sobre la piel, su crecimiento continuará de 10 a 15 semanas.


3) El tratamiento depilatorio, que tiene como objetivo la inhibición del folículo, tendrá eficacia solo en aquellos vellos que se encuentran, durante el tratamiento, en la fase de crecimiento.

4) Generalmente, se piensa que los vellos que reaparecen después de una semana de depilación, son los mismos apenas tratados, en realidad se trata de los vellos originados por otros folículos cercanos.


5) Por esta razón es necesario someterse al tratamiento una o dos veces a la semana. Y siempre por el mismo motivo, los primeros resultados serán obtenidos después de algunas semanas de tratamiento, mejorando progresivamente con el uso prolongado del producto.

## ELECTRÓLISIS


Esta técnica consiste en transmitir una corriente apenas perceptible en la base del folículo piloso. Una reacción química provoca la neutralización de la papila dérmica que nutre el vello. El crecimiento resulta fuertemente retardado. Una técnica que en consecuencia no trata únicamente el vello visible, sino que destruye progresivamente la raíz, para una depilación de larga duración. La condición esencial es que el vello se encuentre en la fase de crecimiento es decir adherido a la papila dérmica.



1) Flujo de electrones que atraviesan los vellos



2) Deseccación del bulbo piloso



3) EL vello sin más nutrientes cae fácilmente

## EPILMAX

Este producto de Globus representa la última solución indolora para eliminar definitivamente los vellos. Epilmax permite, con su innovativa tecnología de electrólisis, el tratamiento simultáneo de una misma área del cuerpo, así como el clásico tratamiento de un vello por vez. Todo tipo de vello puede ser eliminado.

En la versión Epilmax Pro se pueden incluso tratar dos zonas del cuerpo simultáneamente, disminuyendo notablemente la duración de un tratamiento en la misma zona del cuerpo (piernas por ejemplo)

## CONTENIDO

- a.1 Cables de conexión a los electrodos (2 cables para el modelo PRO)
- b.1 Cable desdoblador (2 cables para el modelo PRO)
- c. Sobre de 4 electrodos autodhesivos grandes
- d. Sobre de 4 electrodos autodhesivos chicos.
- e. Sobre de 2 electrodos autodhesivos para el bozo.
- f.1 cinta depilatoria rostro/cuerpo.
- g. Estuche
- h. Manual de Instrucciones
- i. Unidad
- l. Talón de Garantía
- m.4 pilas tipo AA no recargables

El aparato viene completamente equipado de cables y electrodos para su uso, por lo tanto, una vez abierto el embalaje, verificar que el contenido de base sea completo. Si faltara cualquier elemento contactar inmediatamente el revendedor autorizado a quien se ha efectuado la compra. Controlar visualmente la integridad del aparato y de los electrodos

**ELECTRODOS** Los electrodos del aparato son para el uso de un solo paciente, autodhesivos, preformado con cable hembra. Toda la información suministrada pueden ser sujeta a modificaciones sin necesidad de aviso previo.

## SÍMBOLOS STANDARS

Los símbolos indican que el aparato está dentro la norma C.E.



Atención: leer las instrucciones adjuntas



Tal símbolo certifica la conformidad del producto con los requisitos de seguridad



Partes aplicadas BF



Encendido/Apagado



El símbolo indica la recolección de basura separada, de los aparatos eléctricos y electrónicos

## CONTRAINDICACIONES

Es absolutamente contraindicado el uso en los siguientes casos:

- Utilizo en la parte anterior al cuello (seno carotídeo)
- Pacientes portadores de marcapaso
- Pacientes afectados de patologías tumorales (consultar al propio oncólogo)
- Estimulación de la región cerebral
- Utilizo en dolores no indicados en las instrucciones
- Llagas y patologías dermatológicas
- Sobre cicatrices recientes
- Gravidanza
- Es absolutamente prohibido el uso en la zona ocular y genital
- Utilización del aparato en el agua (el aparato no resiste la penetración de líquidos) y en ambientes con gas combustible, vapores inflamables, o en cámaras con oxígeno.
- En presencia de elementos metálicos (incluido el espiral)
- En zonas con sensibilidad reducida
- En presencia de heridas abiertas, cortaduras, quemaduras, verrugas, lunares o sobre la piel quemada por el sol.

-En caso de irritaciones o infecciones de la piel como soriasis o eczemas

-En presencia de prótesis y/o aparatos odontológicos metálicos (para el tratamiento del bozo)

-Se debe evitar ubicar los electrodos sobre los labios



## ADVERTENCIAS

Verificar que el paciente no se encuentre en contacto con elementos metálicos (Ej.: Mesa o silla). Ubicar las cintas solo en los puntos indicados en el presente manual. No utilizar perfumes ni desodorantes por 24 horas después de la depilación.

La piel no debe presentar lesiones de ningún tipo (no es necesario rasurar la piel antes del tratamiento para evitar eventuales pequeñas cortaduras provocadas por el rasurador)

-El uso del aparato es reservado solo a personas adultas en pleno uso de sus facultades mentales

-La electroestimulación debe ser utilizada con los electrodos de neuroestimulación subcutánea idóneos a esta función (programas presentes en el modelo PRO)

-El aparato debe estar fuera del alcance de los niños

-Los aparatos de monitoreo ECG pueden ser disturbados por la corriente del aparato.

-La corriente no debe ser aplicada en modalidad transtorácica ya que podría causar arritmia cardíaca superponiendo la frecuencia del aparato a la del corazón. (No realizar contemporáneamente el tratamiento de los pectorales y la espina dorsal)

-No utilizar el aparato en proximidad de aparatos para terapias de onda corta

-No utilizar el aparato sin haber consultado primero al médico, si existe cualquier tipo de problema de salud



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE LA INTENSIDAD

El utilizzo de la corriente galvánica implica el efecto de electrólisis. Por este motivo es absolutamente necesario utilizar una intensidad de corriente que no provoque irritación ni quemaduras cutáneas.

Se aconseja iniciar con una intensidad mínima  
**Primer Tratamiento:** se aconseja en todos los casos en que se efectúa el primer tratamiento regular la intensidad al nivel 1

**Tratamientos Sucesivos:** regular la intensidad al valor mínimo que posibilita percibir la corriente y la sensación de calor.

**Atención:** durante el tratamiento la sensación de calor tiende generalmente a aumentar: disminuir inmediatamente el valor de intensidad de corriente utilizada manteniendo siempre una sensación de máximo bienestar.

Teniendo en cuenta que la sensibilidad de la piel y de los tejidos a la corriente galvánica es diversa de persona a persona, en los primeros tratamientos se aconseja verificar, después de dos minutos del inicio, el nivel de enrojecimiento de la piel: poner en pausa el aparato, y sacar momentáneamente los electrodos. El nivel de enrojecimiento que se considera normal y aceptable es definido como "apenas perceptible". Si el enrojecimiento es muy pronunciado, disminuir el valor de intensidad utilizada. Al finalizar el tratamiento un ligero enrojecimiento de la piel es considerado normal. El enrojecimiento desaparecerá progresivamente en el lapso de algunas horas.

**Importante:** Las zonas del rostro y de las ingles (programa entrepierna) son particularmente sensibles e irritables. Poner atención a no aumentar demasiado la intensidad en los primeros tratamientos de modo de poder verificar la reacción de la piel. En la mayor parte de los casos es suficiente regular la corriente a nivel 1.

**Importante:** En la mayor parte de los casos nada se advierte, al máximo, un ligero hormigueo. Igualmente el tratamiento no debe resultar nunca fastidioso o doloroso. La percepción de la corriente y del calor debe ser apenas perceptible.

**Importante:** En el caso en que la utilización de la corriente mínima del aparato causara un significativo enrojecimiento de la piel, se aconseja interrumpir el tratamiento y recurrir a la asistencia de personal calificado. Un ligero enrojecimiento de la piel es considerado normal.



### **¡ATENCIÓN ELECTRODOS!**

**Los electrodos gastados o que ya no se adhieren, aún parcialmente, deben ser sustituidos.**

**El utilizo de electrodos, en malas condiciones es decir que no se adhieren perfectamente a la piel, causa un aumento del riesgo de irritación o quemadura.**

**El fabricante delega toda responsabilidad por un uso inadecuado, en función de lo ya indicado y en particular por la irritación y/o quemadura de la piel .**

( En cuanto a las mismas, estas son ligadas a la sensibilidad de la piel, a la regularización de la intensidad y al buen estado de los electrodos utilizados.)

Utilizar solo electrodos del mismo tipo presentes en el equipo.

#### **Mantenimiento y limpieza del aparato**

En caso de deterioramiento del envoltorio del aparato, este debe ser sustituido y no se puede utilizar más.

En caso de problemas reales o presuntos no tocar el dispositivo o tentar de repararlo por sí mismo. No intervenir sobre la máquina, no abrirla. Las reparaciones pueden ser efectuadas solo por un centro especializado y autorizado.

Evitar choques violentos que pueden dañar el aparato y causar el mal funcionamiento del mismo, aunque no comprobables inmediata-

mente.

Tener el aparato lejos de salpicaduras de agua, fuentes de calor, polvo, ambientes húmedos y a exposición directa de los rayos solares y fuentes de elevada emisión de electromagnética.

El aparato debe ser utilizado libre de envoltorios de trapo o de cualquier otra cosa

No limpiar el aparato con diluyentes, gas oil, querosén, alcohol, o productos químicos

Para la limpieza es suficiente un paño suave a penas humedecido ya sea para el aparato que para los cables.

Después de un largo periodo de inutilizo, verificar el correcto funcionamiento del aparato y del paquete de pilas (dirigirse a un Centro de Asistencia Autorizado)

Es desaconsejable el uso del aparato conjuntamente con otros aparatos eléctricos , en modo particular con aquellos aparatos destinados al sostenimeinto de funciones vitales.

#### **Conservación y uso de electrodos y cables**

En caso de deterioramiento de los cables o de los electrodos, estos van sustituidos y no pueden ser nuevamente utilizados.

Antes de aplicar los electrodos sobre la piel, se aconseja limpiar cuidadosamente la misma. Después de haber utilizado los electrodos multiuso monopaciente y/o monouso estos deben ser conservados utilizando la propia película de plástico y guardados en una bolsa de plástico limpia y cerrada. Evitar que los electrodos se toquen o se sobrapongan unos con otros. Asegurarse de la correcta limpieza de los cables y de los electrodos antes de cada aplicación. En caso de deterioramiento de los cables estos deben ser sustituidos con recambios originales y no pueden ser nuevamente utilizados. Utilizar solo electrodos suministrados por nuestra empresa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Modelo Plus:*

**Salidas disponibles:** Canal 1

*Modelo Pro:*

**Salidas disponibles:** *Canales 1 y 2*

**Características de la Corriente Galvánica:**

**Intensidad Máxima:** 10 ma/500 Ohm

**Tiempo Mínimo:** 1 minuto

**Tiempo Máximo:** 99 minutos

**EMS (solo modelo PRO)**

**Salidas disponibles:** Canales 1 y 2

**Corriente Cost.:** Si

**Intensidad:** 0-40- mA con carga  
500 Ohm

**Forma de Onda:** rectangular, bifásica, simétrica, compensada

**Frecuencia de Trabajo:** 1-120 Hz

**Amplitud de Impulso:** 50-200  $\mu$ s.

**Condiciones de conservación y Transporte**

**Temperatura:** 10-40° C

**Humedad del Ambiente:** 20-65%

**Presión Atmosférica:** 700h.Pa-1060hPa

**Alimentación:** 4 pilas tipo 1,5 V AA LR6

### **Eliminación del Aparato**

No arrojar el aparato o sus partes en el fuego, deshacerse del producto en los centros especializados y respetando las normas vigentes de cada país.

### **Introducción de las pilas**

Es necesario apagar el aparato presionando la tecla ON/OFF por dos segundos. Para acceder al compartimento de las pilas sacar la tapa situada en la parte posterior de la unidad. Inserir 4x 1,5V AA Type LR6 pilas alcalinas (o pilas del tipo recargables tipo AA)

Volver a colocar la tapa y atornillarla. Introducir las pilas con la correcta polaridad indicada en

el compartimento. Introducir las pilas en modo equivocado puede causar daños a la unidad

### **Conexión de los cables**

Es posible utilizar uno o dos cables según el modelo adquirido. El modelo Plus dispone de un canal mientras que el modelo Pro dispone de dos canales. Para la conexión, inserir el conector del cable en el correspondiente alojamiento, ubicado en la parte superior de la unidad. Los alojamientos están ubicados exactamente debajo del canal correspondiente (izquierdo-derecho). Inserir el cable que corresponda al canal que se desea utilizar.

### **Aplicación de los Electrodo**s

Tomar los electrodos de la confección original, todos los electrodos nuevos tienen una confección precintada. Asegurarse que el aparato esté apagado. Para comenzar, conectar las dos espinas de los cables a los electrodos, luego desconectar los electrodos de su receptáculo y posicionarlos sobre la piel. Para el correcto posicionamiento de los electrodos, remitirse a las imágenes indicativas en el presente manual. Después del uso, colocar nuevamente los electrodos en su respectivo receptáculo.

**IMPORTANTE:** Para sacar las cintas, tirar delicadamente de los bordes. No tirar nunca de los hilos.

### **INFORMACION NECESARIA ANTES DEL USO DEL APARATO**

Antes de utilizar el aparato por primera vez es necesario:

-Leer las indicaciones de este manual de instrucciones

-Examinar visualmente el aparato y todas sus partes con el fin de individualizar eventuales signos de daño externo.

-Si inmediatamente después de ser encendida la máquina se apaga, significa que no posee las pilas suficientes para su uso. Se aconseja de sustituirlas siguiendo las instrucciones indicadas en la sección introducción de las pilas

## MODO DE USO


Para una correcta conexión del producto al usuario, es necesario proceder de la siguiente manera: -conectar los cables a las respectivas tomas para los cables del aparato

-conectar los electrodos a los respectivos cables conectados al instrumento -aplicar los electrodos sobre la piel. El aparato y sus accesorios deben ser guardados en su propio estuche respetando las siguientes condiciones de conservación y transporte:

Temperatura: 5-45°C

Humedad del ambiente: 20-85%

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO



- A) Teclas de regulación de intensidad Canal 1
- B) Teclas de regulación de intensidad Canal 2 (mod. PRO)
- C) Teclas para el salto de la fase (donde es prevista)
- D) Teclas para la elección del número del programa
- E) Teclas ON/OFF-OK-PAUSE
- F) Tecla Function (Fn)
- G) Símbolo de bloqueo por tecla ya pulsada (llave)
- H) Barra de niveles de intensidad

## Encendido

Para encender, pulsar el pulsante on/off (OK) por tres segundos hasta sentir la señal acústica. Viene visualizada por tres segundos la versión del software/modelo

## Elección del número de programa

Con las teclas P+ y P- seleccionar el número de programa. Durante la elección del número del programa viene indicada la parte del cuerpo a tratar y la duración total del programa indicada por el símbolo del reloj

## Inicio del Programa

Una vez seleccionado el programa aumentar la intensidad del canal con las teclas de regulación de intensidad de los canales

## Pausa del programa

Para colocar pausa, pulsar la tecla OK del Joypad. El tiempo se detiene. Pulsar nuevamente OK para retornar al programa. Durante la pausa aparece sobre el display la palabra PAUSE intermitentemente.

## Fin/ Stop del programa

Ante cualquier motivo por el cual se deba terminar anticipadamente el programa, se deberá apagar el aparato pulsando la tecla OK por tres segundos.

## Modificación del Tiempo

Pulsando la tecla Function (Fn) se puede modificar el tiempo total del programa. Una vez iniciado el programa, se puede modificar la duración del mismo. Para modificar el tiempo, pulsar la tecla Function, la indicación del tiempo iniciará a ser intermitente. Modificar el tiempo pulsando las teclas P+ o P- del Joypad. El tiempo indicado quedará automáticamente confirmado después de tres segundos de ser visualizado. Modificar el tiempo solo según indicación de personal calificado

## Aumento/Disminución de la intensidad

Para aumentar/disminuir la intensidad de canales individuales pulsar las teclas Up o Down de los canales correspondientes.

Son necesarios dos incrementos de la intensidad para aumentar y visualizar un nivel en la barra de intensidad.

### **Bloqueo de las teclas de Comando**

Una vez alcanzado el nivel de intensidad deseado, es posible bloquear las teclas con el fin de evitar un uso accidental. Tener pulsado contemporáneamente por cerca de 3 segundos la tecla PAUSE + la tecla Fn. Aparece sobre el display el símbolo de bloqueo (llave) y todas las teclas son bloqueadas excepto la tecla ON/OFF. Cuando las teclas son bloqueadas, es imposible aumentar o disminuir la intensidad o cambiar de programa. Para desbloquear las teclas, pulsar de nuevo la misma combinación de teclas (PAUSE+la tecla Fn) por tres segundos, el símbolo de bloqueo (llave) desaparecerá y es posible utilizar nuevamente todas sus partes.

### **Preparación de la piel**

Antes de iniciar el tratamiento se aconseja de lavar la piel con un detergente sin alcohol de modo tal de eliminar residuos de grasitud, maquillaje etc.

Seguir el tratamiento sobre una piel sana.

Es posible seguir ya sea sobre una piel depilada o no, en efecto el vello no debe ser necesariamente visible para proceder a la depilación por electrólisis (la fase de crecimiento comienza cuando el vello se encuentra todavía a 4 mm debajo de la piel)

**IMPORTANTE:** para la regularización de intensidad leer atentamente todo lo indicado en "Advertencias y precauciones sobre la regularización de la intensidad"

### **Elección del programa y aplicación de los electrodos**

Después de haber conectado los electrodos adhesivos sobre la zona a depilar, elegir el programa deseado. La dimensión del electrodo depende de la superficie a tratar. Para la zona del bozo utilizar el electrodo específico. Se

aconseja, igualmente, utilizar donde sea posible (en relación a la zona del cuerpo a tratar) los electrodos grandes (50x90 mm.)

### **Que hacer después del tratamiento**

Después de la depilación, es posible aplicar una loción hidratante para dar alivio a la piel.

*Después de haber seguido el tratamiento quitar los electrodos y eliminar el vello a través de los apçitos strip*

### **Duración del Tratamiento**

El tratamiento debe ser seguido con una frecuencia semanal. Los primeros resultados se obtendrán después de algunas semanas de tratamiento y mejorarán con un uso prolongado y regular del producto. La duración del tratamiento varia en función de la zona bajo tratamiento y de la naturaleza del vello.

### **Suministro de corriente**

El aparato alterna entre un periodo de suministro de corriente (2-4 segundos) a un periodo de reposo de (2-4 segundos). El tiempo de reposo ha sido estudiado para que sea posible un mejor utilizo de la corriente y varia según las diversas partes del cuerpo

## **Función 2 canales (solo la versión PRO)**

En la versión Epilmax Pro, que dispone de dos canales de suministro de corriente, las dos fases son invertidas: cuando el canal 1 suministra corriente el canal 2 será en reposo y viceversa. De esta manera la versión Epilmax Pro, hace posible el tratamiento sobre dos partes del cuerpo

(Ejemplo, axilas, entrepierna, piernas etc)

## **ADVERTENCIAS**

### **REGULACIÓN DE LA CORRIENTE EN LAS PRIMERAS SESIONES DE TRATAMIENTO**

El utilizo de la corriente galvánica implica el efecto de electrólisis. Por este motivo es absolutamente necesario utilizar una intensidad de corriente que no provoque irritación ni quemaduras cutáneas. Se aconseja iniciar con una intensidad mínima

**Primer Tratamiento:** se aconseja en todos los casos en que se efectúa el primer tratamiento regular la intensidad al nivel 1

**Tratamientos Sucesivos:** regular la intensidad al valor mínimo que posibilita percibir la corriente y la sensación de calor.

**Atención:** durante el tratamiento la sensación de calor tiene generalmente a aumentar: disminuir inmediatamente el valor de intensidad de corriente utilizada manteniendo siempre una sensación de máximo bienestar. Teniendo en cuenta que la sensibilidad de la piel y de los tejidos a la corriente galvánica es diversa de persona a persona, en los primeros tratamientos se aconseja verificar, después de dos minutos del inicio, el nivel de enrojecimiento de la piel: poner en pausa el aparato, y sacar momentáneamente los electrodos. El nivel de enrojecimiento que se considera normal y aceptable es definido como "apenas perceptible". Si el enrojecimiento es muy pronunciado, disminuir el valor de intensidad utilizada. Al finalizar el tratamiento un ligero enrojecimiento de la piel es considerado normal. El enrojecimiento iniciará a desaparecer progresivamente en el margen de algunas horas.

**Importante:** Las zonas del rostro y de las ingles (programa entrepiernas) son particularmente sensibles e irritables. Poner atención a no aumentar demasiado la intensidad en los primeros tratamientos de modo de poder verificar la reacción de la piel. En la mayor parte de los casos es suficiente poner la corriente a nivel 1.

**ELECTRODOS EN BUENAS CONDICIONES** Utilizar solo electrodos del mismo tipo presentes en el equipo. Los electrodos deben ser siempre en buenas condiciones, adhesivos y adherentes a la piel en toda la superficie de apoyo. Los electrodos en condiciones no idóneas son generalmente la causa de irritaciones y quemaduras. Ante cualquier eventualidad, leer atentamente el manual antes del utilizo del aparato.

## **LISTA DE PROGAMAS**

### **MODELO EPILMAX PLUS (Suministro de Corriente en un solo canal)**

<b>Nro.Prog.</b>	<b>Parte del Cuerpo</b>	<b>T/Trabajo/T.Reposo</b>	<b>Duración</b>
<b>MUJER</b>			
1	Rostro	2-seg.2-seg	8 minutos
2	Axilas	2-seg.2-seg	10 minutos
3	Entrepierna	2-seg.2-seg	8 minutos
4	Piernas	4-seg.4-seg	10 minutos
5	Brazos	3-seg.3-seg	8 minutos
<b>HOMBRE</b>			
6	Rostro	2-seg.2-seg	8 minutos
7	Abdominales/Dors.	2-seg.2-seg	10 minutos
8	Piernas	4-seg.4-seg	10 minutos
<b>HOMBRE/MUJER</b>			
9	Depilación Cuerpo	3-seg.3-seg	10 minutos

### **MODELO EPILMAX PRO (Suministro de Corriente en ambos canales)**

<b>Nro.Prog.</b>	<b>Parte del Cuerpo</b>	<b>T/Trabajo/T.Reposo</b>	<b>Duración</b>
<b>MUJER</b>			
1	Bozo	2-seg.2-seg	8 minutos
2	Rostro	2-seg.2-seg	8 minutos
3	Abdómen	2-seg.2-seg	8 minutos
4	Axilas	2-seg.2-seg	10 minutos
5	Entrepiernas	2-seg.2-seg	8 minutos
6	Piernas	4-seg.4-seg	10 minutos
7	Brazos	3-seg.3-seg	8 minutos
8	Seno	2-seg.2-seg	8 minutos
<b>HOMBRE</b>			
9	Rostro	2-seg.2-seg	8 minutos
10	Abdómen/Espalda	2-seg.2-seg	10 minutos
11	Axilas	2-seg.2-seg	10 minutos
12	Piernas	4-seg.4-seg	10 minutos
13	Pecho	3-seg.3-seg	10 minutos
<b>HOMBRE/MUJER</b>			
14	Depilación Cuerpo	3-seg.3-seg	10 minutos
<b>EMS</b>			
15	Masajes Relajantes para el rostro	Continuo	8 minutos
16	Masajes Relajantes para el cuerpo	Continuo	10 minutos

# PREGUNTAS MAS FRECUENTES

*Si cuando aumento la intensidad de la corriente, esta retorna inmediatamente a 0. ¿Qué ha sucedido?*

El aparato dispone de un control sobre el suministro de la corriente. En el caso en que aumente el valor de la intensidad y el circuito esté abierto, el aparato retorna el valor a 0. Es necesario entonces, antes de iniciar cualquier tratamiento, asegurarse que los cables estén conectados, que los electrodos estén ubicados en la zona a tratar y que los mismos no se encuentren demasiado gastados, ya que esto afectaría su capacidad conductora.

*¿Cuáles electrodos deben ser utilizados?*

Se aconseja de utilizar electrodos autoadhesivos que permiten una mejor cualidad de la estimulación y una mayor practicidad de uso. Los electrodos igualmente deben ser sustituidos en el caso en que no permanezcan perfectamente adheridos y en contacto con la piel.

*¿Dónde deben ser ubicados los electrodos?*

En este manual son indicadas las imágenes de la ubicación de los electrodos en todas las partes del cuerpo. Por lo cual es suficiente seguir las mencionadas indicaciones.

**La presencia de patologías dermatológicas, como por ejemplo la soroasis, orticarias, etc: ¿Prohíben el utilizzo del aparato?**

Si, es absolutamente, contraproducente tratar todas las zonas epidérmicas que presenten patologías dermatológicas importantes.

*¿Qué hacer después del tratamiento?*

Después de cada sesión los vellos bajo tratamiento deben ser eliminados, preferiblemente con las cintas adhesivas presentes en el contenido del aparato. Los vellos deberían caerse fácilmente sin poner demasiada resistencia.

## GARANTÍA

El fabricante se desliga de toda responsabilidad, con respecto al mal uso del aparato en función de todo lo indicado y prescripto en el presente manual. Sin el permiso escrito del fabricante, están prohibidas las reproducciones aún parciales de cualquier forma o con cualquier medio electrónico o mecánico de textos y/o fotos contenidos en este manual. La garantía no cubre en ningún caso daños provocados por el mal uso del aparato en función de lo indicado en el presente manual y en particular por irritaciones y/o quemaduras de la piel. El aparato es garantizado al primer usuario por un periodo de 24 meses a partir de la

fecha de la compra, por defectos de materiales o de fabricación, siempre y cuando haya sido utilizado apropiadamente y mantenido en buenas condiciones. La garantía no cubre el material de consumo como pilas, electrodos, cables. Para utilizar el servicio de garantía, el usuario debe respetar las siguientes cláusulas de garantía:

1. Los productos deben ser entregados para su reparación a cargo y costo del cliente en el embalaje original.

2. La garantía del producto está subordinada a la exhibición de un documento fiscal (ticket fiscal, recibo fiscal, factura de venta), que indicará la fecha de la compra del producto.

3. La reparación no modificará la fecha original del vencimiento de la garantía y no originará el renuevo o la extensión de la misma.

4. En el caso en que durante la reparación no se encontrara ningún defecto, serán igualmente descontados los gastos relativos al tiempo de verificación del empleado.

5. La garantía se interrumpe cuando el aparato se rompe a causa de: choques, caídas, utilización equivocada o inadecuada del producto, eventos accidentales, alteraciones, sustituciones/separación del talón de garantía y/o manipulación del producto. La misma además no cubre daños causados durante el transporte por el utilizzo de embalajes no idóneos (ver punto 1)

6. La garantía no responde por la imposibilidad de utilización del producto, de otros costos accidentales o de consecuencia, o de otros gastos realizados por el comprador.

N.B. Antes de restituir el aparato para la reparación, se aconseja de leer atentamente las instrucciones de uso contenidas en el manual. En caso de roturas del aparato dirigirse al propio comerciante. El fabricante se reserva el derecho de realizar en cualquier momento todas las modificaciones necesarias para mejorar la estética y la calidad del producto.

Producido por

DOMINO S.R.L.  
Tel. +390438793052  
Fax +390438796463  
E-mail: info@domino.tv.it

Distribuido por:

Globus Italia  
Tel. 0438/7933  
Fax 0438/793363  
E-mail: info@globusitalia.com

# UBICACIÓN DE LOS ELECTRODOS



Piernas



Piernas



Entrepiernas



Entrepiernas



Abdómen



Brazos



Axilas




Bozo



Rostro



Espalda



Pecho



Fig. A Polaridad de los cables

Es fundamental respetar la polaridad indicada en las imágenes. La polaridad + y - son indicadas en el extremo de conexión de los cables, como se indica en la figura A.

Para desdoblar la polaridad negativa utilizar el cable desdoblador del equipo como se indica en la figura B.

Las dimensiones de los electrodos indicadas en las imágenes, son solo indicativas de las posiciones. Allí donde es posible (en función de la zona del cuerpo a tratar) utilizar siempre electrodos grandes 50 x 90 milímetros (excluyendo el rostro).



Fig. B Cable desdoblador