



GLOBUS

Electroestimulador Globus Genesy 3000 Rehab



PROGRAMAS

Corrientes

6 tipos diferentes de corrientes

- Corriente **EMS** (Electro Muscle Stimulation)
- Corriente **TENS** (Trans Cutaneous Nerve Stimulation)
- Corriente **MENS** (Micro Current Stimulation)
- Corriente de onda **Triangular** y **Trapezoidal** para el músculo denervado
- Corriente de **Kotz** con onda sinusoidal
- Corriente de onda **Triangular** y **Trapezoidal** para la musculatura denervada
- Corriente Continua para la **Iontoforesis**

Aplicaciones
8 áreas de aplicación
<p>Reeducación Funcional (EMS y MENS) Terapia del Dolor (TENS y MENS) Terapia Antálgica Endorfinica (TENS y MENS) Diagnóstico y Tratamiento de la Parálisis de la musculatura denervada Tratamiento rehabilitativo (Kotz y Interferencial) Tratamiento Farmacológico profundo (Ionoforesis) Entrenamiento Deportivo de alto nivel (EMS) Tratamiento Estético (EMS, MENS)</p>

Funciones de serie

- **EASY PROGRAM:** consigue una programación **más veloz**.
- **MY TRAINER:** visualiza todas las imágenes del posicionamiento de los electrodos **directamente en el display**.
- **STIM FIT:** permite modificar el programa de **contracción durante la estimulación**.
- **FAST MENU:** consigue una navegación por el menú **más veloz**.
- **STIM LOCK:** permite al terapeuta utilizar sobre el paciente únicamente los **programas que le han estado preescritos**.
- **WORK TIME:** visualiza el **tiempo de utilización efectivo** de la máquina por parte de todos los usuarios.

Funciones especiales

- **DISPLAY GRÁFICO RETROILUMINADO**
- **DUAL STIM 2+2:** posibilita utilizar dos **programas diferentes a la vez**.
- **AUTO STIM:** El único estimulador que consigue utilizar un programa en modo automático **sin tener que intervenir manualmente sobre su regulación**.
- **SYNCROSTIM:** presionando un único botón es posible aumentar la intensidad de los 4 canales **simultáneamente**.
- **MULTI-USER:** consigue compartir el electroestimulador **entre varios usuarios** manteniendo memorizados los respectivos programas, preferencias y aplicaciones.
- **FUNCIÓN MEMO:** consigue crear una **librería de programas personalizados**.
- **LAST 10:** **memoriza el último programa ejecutado**, de tal modo que queda listo para ser utilizado de forma rápida y de sencilla ejecución.

