



Genesy 3000 Rehab

Genesy Rehab es parte de la gama profesional Globus y fue creado específicamente para los profesionales de la rehabilitación. Esta unidad es más grande que el modelo anterior y tiene un diseño ergonómico, pero puede ser utilizado como una estación fija o como una unidad portátil.

155 Programas : 65 Rehabilitación , 7 Dolor , 20 MENS, 9 Desnervado , 13 Kotz , 1 Ionoforesis , 23 Entrenamiento Deportivo , 17 Belleza .

DIAGNOSTICA DESNERVADA

REEDUCACION FUNCIONAL: los programas específicos para la rehabilitación: onda cuadrada, Kotz, Desnervado, Interferencial.

IONOFORESIS (Corrientes Galvanicas)

PANTALLA GRAFICA RETROILUMINADA

MICRO CORRIENTES (MENS): para aplicaciones de tipo Deporte, Belleza y sobre todo para tratamientos de Salud.

GAMA COMPLETA DE PROGRAMAS: dispone de programas destinados a la recuperación funcional (atrofía, fuerza, movilización), al bienestar general (TENS y MENS) y al tratamiento de ionoforesis. Están presentes, además, programas de tipo deportivo y estético.

PROGRAMAS DEPORTE Y FITNESS: Completan la gama los principales programas para el desarrollo de la fuerza (máxima, explosiva, resistente etc.) y tratamientos específicos para la belleza (Lipolisis, drenaje, tonificación etc.).

FUNCIONAMIENTO EN RED Y BATERIA NUEVA BATERIA, DOBLE POTENCIA

Peso: 500 gr

Dimensiones : A=17 x L=21 x H=6 cm

Tipo Onda : Onda cuadrada bifásica simétrica compensada

Canales: 4

Frecuencia: 0,3 - 150 Hz

Longitud de impulso: 45 - 450 μ s

Alimentación / Batería: 18 V - 3.3 A / 12 V, 2000 mAh

Grupo Programas: 88

Nº cables: 6

Conformidad : Es conforme al Estandard ISO 9001, EN 46001 para productos electro-medicos.Certificados MDD (Medical Device Directive)

DOTACION: 1 Bolso , 1 Estimulador , 4 Cables para la conexión a los electrodos , 1 Carga batería a red. 4 Electrodo autoadhesivos 50 x 50 , 4 Electrodo autoadhesivos 50 x 90 , 1 Manual

EASY PROGRAM: para una programación más rápida

MY TRAINER: visualiza las imagenes del desplazamiento de los electrodos directamente su la pantalla

STIM FIT: modificación de los parametros de contracción durante la estimulación

FAST MENU: para una navegación más rápida

STIM LOCK: consiente hacer utilizar al paciente solo los programas preseleccionados por el terapeuta **WORK TIME:** visualización de los tiempos de utilizo efectivo de la máquina

DUAL STIM 2+2: posibilidad de realizar dos programas distintos contemporáneamente.

AUTO STIM®: el único estimulador que permite realizar un programa de manera automática sin tener que intervenir manualmente en la regulación de la intensidad.

SYNCRSTIM: presionando una única tecla, aumenta la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

MULTI-USUARIO: permite compartir el estimulador entre más usuarios, manteniendo invariadas las respectivas programaciones y preferencias.

FUNCION MEMO: consiente la creación de una librería de programas personalizados.

LAST 10: mantiene en memoria los ultimos programas realizados. De esta manera, los mismos quedan disponibles para una rápida y simplísima ejecución.

