

 **GLOBUS**
WINTEC SMART



Tres programas especiales para afirmar, tonificar y modelar la cintura y el abdomen con un fantástico efecto adelgazante.

Dos tratamientos de lipólisis y drenaje para el uso localizado en cintura y muslos.

Smart también es muy útil en gente que sufre de lumbago en la espalda y ciática. Al ubicar los electrodos directamente sobre la zona lumbar, usted puede usar las corrientes TENS para relajar el músculo y luego eliminar el dolor.

“MULTI USO”: Ubicado en un sostenedor (o soporte) se convierte en un fantástico estimulador palmar para aplicar el tratamiento en cada parte del cuerpo.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS

- 1. ENDURECIMIENTO:** Indicado para sujetos sedentarios, con musculatura hipotónica, que deseen mejorar su forma física. Prepara la musculatura para recibir estímulos más intensos. Puede ser realizado cada día.
- 2. TONIFICACIÓN:** Permite desarrollar y mejorar el tono muscular. Garantiza óptimos resultados en pocas semanas, como así también en la deficiencia, modelado y sculpting de la musculatura abdominal.
- 3. MODELACIÓN:** Para aquellos que deseen definir y esculpir la musculatura del cuerpo. El modelado estético, la musculatura debiera ser preparada preventivamente con los programas de endurecimiento y tonificación.
- 4. LIPOLISIS - DRENAJE:** Ideal para aquellos que deseen eliminar las adiposidades en exceso en las zonas de mayor acumulación. Indicado para personas que llevan una vida sedentaria. Intensidad: siempre confortable.
- 5. DESCONTRACTURANTE:** Tratamiento realizado con corriente de tipo TENS endorfinica; indicado para aquellos que sufren mal de espalda como consecuencia de una musculatura contracturada y agotada.
- 6. TENS - MAL DE ESPALDA:** Para aquellos que sufren de lumbalgia y del mal de espalda, sea agudo o crónico. Puede ser realizado diariamente. Intensidad: baja con una sensación de cosquilleo agradable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia: 1-110 Hz

Intensidad: 90 mA (Ipp)

Amplitud: 50-300 μ s

