

-MY TRAINER: visualiza las imágenes del posicionamiento de los electrodos directamente sobre la pantalla.

-AB-Advanced Beauty: especiales programas de ionoforesis y corrientes Kotz para las aplicaciones de belleza.

-399 PROGRAMAS: 13 programas G-Pulse ©, 6 Rostro, 9 Kotz, 1 Ionoforesis, 37 Vasculares, 228 Fitness, 95 Belleza, 10 Tens (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation).

-MICROCORRIENTES (ESTÉTICA): Activa 3000 presenta las nuevas e innovadoras corrientes "Regeneradoras", G-Pulse ©, propuestas para aplicaciones de tipo estético.

-AREA ROSTRO: 6 programas estudiados por el Centro de investigaciones de Globus para reafirmar la piel del rostro.

-BASTÓN BIESFÉRICO: cabezal especial, específicamente estudiado para las aplicaciones de microcorrientes sobre el rostro.



-DISPLAY LCD GRÁFICO

-FUNCIÓN 2+2: posibilidad de utilizar dos programas distintos contemporáneamente.

-MULTI-USUARIO: Activa 3000 permite compartir el electroestimulador entre más usuarios, manteniendo invariables los respectivos programas y preferencias.

-MODALIDAD AUTOMÁTICA (AUTO STIM ®): El Globus Activa 3000 es el único electroestimulador que permite utilizar un programa en modalidad automática sin tener que intervenir manualmente en la regulación de la intensidad.

-FUNCIÓN MEMO: Activa 3000 consiente la creación de una librería de programas personalizados en función de los objetivos individuales.


-SYNCROSTIM: presionando sobre una única tecla aumenta la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

-**LAST 10:** Activa 3000 mantiene en la memoria los últimos programas efectuados. De esta manera los mismos se encuentran disponibles para una rápida y sencilla ejecución.

LISTADO DE PROGRAMAS:


PROGRAMAS FITNESS - TONIFICACIÓN

Demo
Pluma busca puntos
Recuperación activa
Fuerza Máxima
Descontracturante
Endurecimiento 1-2
Endurecimiento Bio Pulse 1-2
Modelación 1- 2
Modelación Bio Pulse 1- 2
Tonificación 1-2
Aumento masa 1-2
Body Sculpting 1-2
Definición 1-2
Jogging
Iniciación muscular
Fitness Aeróbico
Fitness Anaeróbico
Prevención calambres
Resistencia Aeróbica



PROGRAMAS VASCULARES

Drenaje 1-2
Drenaje Bio Pulse
Drenaje post-parto
Brazos hinchados
Insuficiencia arterial
Insuficiencia venosa
Vascularización 1-2
Capilarización



BELLEZA

Lipólisis 1-2
Lipólisis post-parto
Línea 1-2
Masaje relax
Masaje relax Bio Pulse
Masaje tonificante 1-2
Masaje energético 1-2
Masaje conectivo 1-2
Endurecimiento Post Parto
Definición 1-2
Endurecimiento senos
Modelado senos




PROGRAMAS ROSTRO

Capilarización rostro
Efecto lifting rostro

PROGRAMAS DOLOR

Tens Endorfinico
Tens Antiálgico dolor agudo
Tens Antiálgico dolor crónico
Tens Modulado
Cervicales
Dolores menstruales
Dolores en las caderas
Dolores en la rodilla
Dolores en el tobillo
Dolores crónicos



PROGRAMAS G-PULSE

Micro-lifting seno
Micro-lifting escote
Micro-lifting rostro
Elasticidad piel
Imperfección celulitis
Colágeno-Bio Skin
Arrugas
Arrugas ojos
Arrugas de expresión
Estrías
Endurecimiento Uñas
Bio Peeling
Hematomas



PROGRAMAS AB ADVANCED BELLEZA

IONOFORESIS

KOTZ

Déficit Glúteos
Tonificación
Reactivación Glúteos
Reactivación Muscular
Fuerza cuadricéps
Precalentamiento
Hipertrofia
Entrenamiento
Desfatigamiento





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 4 CANALES independientes (hasta 16 electrodos)

Frecuencia: 0,3 – 150 Hz - Potencia: 120 mA por canal

Amplitud de impulso: 40 – 450 μ s -

Alimentación: Cargabaterías

Conformidad : Es conforme al Estándar ISO 9001, EN 46001 para productos electro-médicos. Certificados MDD (Medical Device Directive)

EQUIPO SUMINISTRADO :

- 1 Bolso
- 1 Electroestimulador GLOBUS ACTIVA 3000
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 2 Cables para las Microcorrientes
- 4 Cables desdoblados
- 1 Cabezal Microcorrientes
- 4 Electrodo autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodo autoadhesivos para el rostro
- 4 Electrodo autoadhesivos rectangulares
- 16 Electrodo ante Medios
- 4 Bandas Elásticas medias
- 4 Bandas Elásticas pequeñas
- 1 Botella de Gel
- 1 Carga baterías
- 1 Manual operativo