



GLOBUS

ACTIVA 500

-MY TRAINER: visualiza las imágenes del posicionamiento de los electrodos directamente sobre el display.

-389 PROGRAMAS: 13 programas G-Pulse ©, 6 Rostro, 37 Vasculares, 228 Forma física, 95 Belleza, 10 Tens (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

-MICROCORRIENTES (ESTÉTICA): Activa 500 presenta las nuevas e innovadoras corrientes “Regeneradoras”, G-Pulse ©, propuestas para aplicaciones de tipo estético.

-AREA ROSTRO: 6 programas estudiados por el Centro de investigaciones de Globus para reafirmar la piel del rostro.

-BASTÓN BIESFÉRICO: cabezal especial, específicamente estudiado para las aplicaciones de microcorrientes sobre el rostro.



-DISPLAT LCD GRÁFICO

-FUNCIÓN 2+2: posibilidad de utilizar dos programas distintos contemporáneamente.

-MULTI-USUARIO: Activa 500 permite compartir el electroestimulador entre más usuarios, manteniendo invariables los respectivos programas y preferencias.

-MODALIDAD AUTOMÁTICA (AUTO STIM ®): El Globus Activa 500 es el único electroestimulador que permite utilizar un programa en modalidad automática sin tener que intervenir manualmente en la regulación de la intensidad.

-FUNCIÓN MEMO: activa 500 consiente la creación de una librería de programas personalizados en función de los objetivos individuales.


-SYNCROSTIM: presionando sobre una única tecla aumenta la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

-LAST 10: Activa 500 mantiene en la memoria los últimos programas efectuados. De esta manera los mismos se encuentran disponibles para una rápida y sencilla ejecución.

LISTADO DE PROGRAMAS:


**PROGRAMAS FITNESS -
TONIFICACIÓN**

Demo
Pluma busca puntos
Recuperación activa
Fuerza Máxima
Descontracturante
Endurecimiento 1-2
Endurecimiento Bio Pulse 1-2
Modelación 1- 2
Modelación Bio Pulse 1- 2
Tonificación 1-2
Aumento masa 1-2
Body Sculpting 1-2
Definición 1-2
Jogging
Iniciación muscular
Fitness Aeróbico
Fitness Anaeróbico
Prevención calambres
Resistencia Aeróbica



PROGRAMAS VASCULARES

Drenaje 1-2
Drenaje Bio Pulse
Drenaje post-parto
Brazos hinchados
Insuficiencia arterial
Insuficiencia venosa
Vascularización 1-2
Capilarización



BELLEZA

Lipólisis 1-2
Lipólisis post-parto
Línea 1-2
Masaje relax
Masaje relax Bio Pulse
Masaje tonificante 1-2
Masaje energético 1-2
Masaje conectivo 1-2
Endurecimiento Post Parto
Definición 1-2
Endurecimiento senos
Modelado senos




PROGRAMAS ROSTRO

Capilarización rostro
Efecto lifting rostro

PROGRAMAS DOLOR

Tens Endorfnico
Tens Antiálgico dolor agudo
Tens Antiálgico dolor crónico
Tens Modulado
Cervicales
Dolores menstruales
Dolores en las caderas
Dolores en la rodilla
Dolores en el tobillo
Dolores crónicos



PROGRAMAS G-PULSE

Micro-lifting seno
Micro-lifting escote
Micro-lifting rostro
Elasticidad piel
Imperfección celulitis
Colágeno-Bio Skin
Arrugas
Arrugas ojos
Arrugas de expresión
Estrías
Endurecimiento Uñas
Bio Peeling
Hematomas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 4 CANALES independientes (8 electrodos)
Frecuencia: 0,3 – 150 Hz - Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 40 – 450 μ s -
Forma onda: Onda cuadrada bifásica simétrica compensada
Alimentación: Carga batería
Conformidad : Es conforme al Estándar ISO 9001, EN 46001 para productos electro-médicos.
Certificados MDD (Medical Device Directive)

EQUIPO SUMINISTRADO :

1 Bolso
1 Electroestimulador GLOBUS ACTIVA 500
4 Cables para la conexión con los electrodos
2 Cables para las microcorrientes
1 Cabezal microcorrientes
4 Electroodos autoadhesivos cuadrados
4 Electroodos autoadhesivos para el rostro
4 Electroodos autoadhesivos rectangulares
1 Botella de Gel
1 Carga baterías
1 Manual operativo