



Genesy 500

MY TRAINER: visualiza las imágenes del posicionamiento de los electrodos directamente en la pantalla.

PROGRAMABLE: programa personalizado en manera simple y veloz sólo para EMS y TENS.

DIAGNOSTICA: permite crear el programa DESNERVADO más adecuado al paciente.

DUAL STIM 2+2: realiza dos programas distintos contemporáneamente.

AUTO STIM®: el único electroestimulador que permite llevar a cabo un programa de manera automática sin tener que intervenir manualmente en la regulación de la intensidad.

SYNCROSTIM: Accionando una única tecla, es posible aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.

MULTI-USUARIO: permite compartir el electroestimulador entre varios usuarios, manteniendo memorizados los respectivos planeamientos, preferencias y programas.

FUNCION MEMO: permite la creación de un listado de programas personalizados.

LAST 10: mantiene en memoria los últimos programas realizados. De esta manera, los mismos quedan disponibles para una rápida y simple ejecución.

REHABILITACION FUNCIONAL: los programas específicos para la rehabilitación: onda cuadrada, desnervado, incontinencia.

IONOFORESIS (Corrientes Galvánicas) : La IONOFORESIS es el ideal para el tratamiento en condiciones de estados inflamatorios.



PANTALLA GRÁFICA RETROILUMINADA

MICROCORRIENTES (MENS): Genesy 500 Pro presenta las nuevas e innovadoras corrientes “curativas” y “regeneradoras”, propuestas para aplicaciones de tipo Deporte, Belleza y sobretodo, para tratamientos de Salud.

BATERIA RECARGABLE.

LISTADO DE PROGRAMAS:

REHABILITACIÓN

Recuperación Atrofia 1-2

Pluma busca puntos

Remusculación 1-2

Refuerzo 1-2

Movilización 1-2

Espasticidad-Hemiplejia

Prótesis cadera



INCONTINENCIA

Inestabilidad de la vejiga

Incontinencia mixta 1-2

Incontinencia por estrés 1-2

DESNERVADO

Forma de impulso Rectangular 1-2-3


Forma de impulso Triangular 1-2-3

Forma de impulso Trapezoidal 1-2-3




PROGRAMAS MUSCULAR - FITNESS

Demostración
Pre calentamiento
Recuperación activa
Fuerza Máxima
Fuerza Resistente
Fuerza Explosiva
Descontracturante
Prevención calambres
Tonificación
Iniciación muscular
Aumento masa



PROGRAMAS VASCULARES

Capilarización
Drenaje 1-2
Drenaje Bio Pulse 1-2
Brazos hinchados
Insuficiencia arterial
Insuficiencia venosa
Vascularización 1-2




IONOFORESIS

Ionoforesis


PROGRAMAS DOLOR

Tens Endorfnico
Tens Antiálgico dolor agudo
Tens Antiálgico dolor crónico
Tens Modulado
Contracturas
Ciática
Lumbalgia
Cervicales
Periartritis escapulo-humeral
Epicondilitis
Túnel carpiano
Artrosis cadera
Condrítis de la rótula
Extremidad fantasma 1
Dolores menstruales
Dolores menstruales intensos
Dolores en las caderas
Dolores en la rodilla
Dolores en el tobillo
Dolores debidos a fractura
Dolores crónicos
Dolores en los dedos
Fractura de la costillas



MICROCORRIENTES

Epicondilitis
Periartritis escapulo-humeral
Contracturas
Estiramiento muscular
Desgarro muscular
Contusión
Artritis reumatoidea
Edema
Herpes Zóster
Hematoma
Ulcera de la piel
Ciática
Neuralgia femoral
Lumbalgia
Hernia del disco
Neuralgia braquial
Tortícolis



Migraña
Espondilosis cervical
Distorsión hombro
Artritis mano
Fractura de los dedos
Distorsión rodilla
Inflamación tendón de la rótula
Osteoartritis rodilla
Distorsión tobillo
Inflamación tendón de Aquiles
Túnel Carpiano
Golpe de látigo
Restablecimiento muscular

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Canales: 4 CANALES independientes (8 electrodos)
Frecuencia: 0,3 – 150 Hz
Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 45 – 450 μ s
Forma onda: Onda cuadrada bif. simétrica compensada
Conformidad : Es conforme al Estandar ISO 9001, EN 46001 para productos electromédicos.
Certificados MDD (Medical Device Directive)

EQUIPO SUMINISTRADO :

1 Bolso
1 Electroestimulador
4 Cables para conexión a los electrodos
2 Cables color gris de conexión electrodos (para
tratamientos de MICROCORRIENTES e IONOFORESIS)
1 Carga baterías de red.
4 Electroodos autoadhesivos 50 x 50
4 Electroodos autoadhesivos 50 x 90
1 Electrodo ionoforesis pequeño
1 Manual operativo del electroestimulador

TIPOS DE CORRIENTE

- EMS
- TENS
- MICROCORRIENTE (MENS)
- DESNERVADO
- IONOFORESIS