



## GLOBUS

### LipoZero 3000

Ha sido estudiada para permitir hacer en la propia casa los tratamientos de belleza que realizan los centros estéticos para las más comunes imperfecciones. El nuevo design y display gráfico fueron especialmente realizados para una fácil y adecuada utilización, también para las personas poco expertas.

Máxima facilidad operativa. Amplia pantalla retroiluminada

12 PROGRAMAS : Celulitis Lipólisis , Endurecimiento Estrías , Piel cáscara de naranja Drenaje , Masaje Lifting Facial , Modelación Intensivo , Acne, Aplicación principios activos , 1 programa libre

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cabezal :1
- Potencia: 2 W/cm<sup>2</sup>
- Alimentación: a red 220V 50/60 Hz
- Batería recargable (no en dotación) 12 V, 2000 mA/h
- Medidas: 17 x 22 x 6 cm
- Pantalla retroiluminada azul
- Duty Cycle: de 10% a 100%
- Emisión: continua y pulsada
- Frecuencia de emisión: 3 MHz

#### EQUIPO SUMINISTRADO

- Maletín
- Alimentador
- Cable conexión a la red
- Cabezal de Ø mm. 42
- Botella de gel



- Manual operativo