



LipoZero G330

Ha sido estudiada para permitir hacer en la propia casa los tratamientos de belleza que realizan los centros estéticos para las más comunes imperfecciones.

El nuevo design y display gráfico fueron especialmente realizados para una fácil y adecuada utilización, también para las personas poco expertas.

30 PROGRAMAS

10 AREA SKIN

Acne, Lifting facial, Tratamiento arrugas, Tratamiento cicatrices, Couperouse, Forúnculos cuerpo, Forúnculos rostro, Skin smoothing, Skin restructure, Tratamiento photoaging

10 AREA Cavi-Max

Lipolisis, Intensivo, Celulitis, Cel. Edematosa, Cel. Fibrosa, Culotte de cheval, Cel. edem. piernas, Cel. Fibrosa piernas, Adiposidad abdomen, Piel cascara de naranja

10 AREA BELLEZA

Endurecimiento, Masaje, Modelación, Drenaje, Drenaje piernas, Drenaje brazos, Model. Abdomen, Model. piernas, Estrías, Aplicación principios activos

1 programa libre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal :1
- Potencia: 2 W/cm²

- Alimentación: a red 220V 50/60 Hz
- Batería recargable (no en dotación) 12 V, 4000 mA/h
- Medidas: 17 x 22 x 6 cm
- Pantalla retroiluminada azul
- Duty Cycle: da 10% a 100
- Emisión: continua y pulsada
- Frecuencia de emisión: 3 MHz y 330 KHz

EQUIPO SUMINISTRADO

- Maletín
- Alimentador
- Cabezal de Ø mm. 42
- Botella de gel
- Manual operativo

