



## Magnum XL Pro



La Magnetoterapia Globus Magnum XL Pro puede tratar patologías de manera profunda o superficial, emite de 0 a 175 Gauss de pico por canal y dispone de 80 programas preconfigurados con 10 personalizables permitiendo la aplicación de una amplia gama de tratamientos diferentes.

La magnetoterapia es una forma de fisioterapia que utiliza la energía electromagnética, estimulando la regeneración de los tejidos. La magnetoterapia implica una acción que favorece los procesos reparativos de los tejidos y estimula las defensas naturales orgánicas.

Este efecto puede ser usado para múltiples objetivos terapéuticos favoreciendo la conclusión de:

- Disturbios de tipo inflamatorio (atrosia, neuritis, flebitis, estiramientos musculares, ...)
- Disturbios articulares
- Traumas recientes
- Reparación de las úlceras de todo tipo: (traumáticas, de decúbito, por quemadura, refractarias y otras terapias, venosas (especialmente de tipo crónico), y en todas aquellas patologías en las cuales se requiere una mayor microvascularización y/o regeneración de los tejidos, como la radicación de autotrasplantes, la consolidación de callos óseos, etc.
- Enfermedades reumáticas, en las patologías artuclares como artrosis, tendinitis, epicondilitis, bursitis, perialtritis, cervicalgia, lumbalgia, mialgia, tratamientos de las fracturas ya sea durante o después del yeso (de hecho la magnetoterapia influye directamente sobre el tejido oseo, acelerando la formación del callo oseo, dando movilidad a los iones de Ca++)

La Magnetoterapia Globus Magnum XL Pro gracias a sus 2 difusores incluidos y a la potencia superior respecto a otros modelos, permite realizar aplicaciones más extendidas sin perder intensidad. Ideal para uso profesional.

80 Programas + 10 libres: 16 Dolor , 20 Rehabilitación , 18 Salud , 13 Rehabilitación deportiva , 13 Estética 10 Memorizables

**Aplicaciones :** Acción antienvjecimiento de los tejidos , Tratamientos para enfermedades venosas , Tratamientos dermatológicos , Tratamientos ortopédicos , Tratamientos ginecológicos , Tratamientos zona facial , Tratamientos

musculares , Tratamientos oseo-tendinosos .

**Dolor** : Cefalea , Cefalea vasomotoria , Dolores plata del pie , Neuralgia extremidades inferiores , Dolor extremidad fantasma , Dolor intercostal , Dolores menstruales , Herpes zóster , Neuralgia del trigemio Síndrome de Ménière – vértigos , Dolor de cabeza, Migrañas Dolor a la columna vertebral Lumbalgia, Cíatica , Gingivitis, dolor de muelas, estomatitis .

**Rehabilitación** : Artritis , Artropatías agudas , Artropatías degenerativas , Artrosis, Artrosis cervical, Artrosis mano, Artrosis lumbar-dolores de espalda, Artrosis cadera, Artrosis de la rodilla, Artrosis muñeca, Artrosis dedos, Artrosis hombro, Luxaciones, Fracturas, Retardo consolidación fracturas, Fracturas con riesgo de pseudoartrosis, Algodistrofia .

**Salud** : Dermatitis, Llagas y úlceras, Hormigueo-manos calientes/frías, Asma y bronquitis, Disfunción Ginecológica, Climaterio, Impotencia sexual, Enfermedades Reumáticas degenerativas e inflamatorias, Osteopatía, Rinitis y sinusitis. Cicatrización retardada Soriasis Lesiones nerviosas Disturbios arteriales Prostatitis y enfermedades urogenitales Disturbios geriátricos Enfermedades metabólicas Cólicos abdominales Osteopatía , Rinitis y sinusitis.

**Rehabilitación deporte** : Tendinitis , Bursitis , Miositis , Atrofia muscular , Desgarros musculares , Hematomas Contusiones , Distorsión del tobillo , Meniscopatia rodilla , Distorsiones rodilla , Epicondilitis y bursitis del codo , Periartritis escapo-humeral/lesiones hombro .

**Estética** : Drenaje abdomen y extremidades superiores , Celulitis muslo-glúteos-caderas, Drenaje muslos,glúteos, caderas , Celulitis abdomen y extremidades superiores , Estados edematosos , Tratamiento piernas y pies hinchados , Tratamiento reactivador , Tratamiento tonificante del tejido , Venas varicosas , Cicatrices, Arrugas faciales, Estrías .

#### **Características técnicas:**

**Canales:** 2 CANALES independientes

**Intensidad regulable:** 175 Gauss de pico por canal; 100 Gauss de media por canal

**Frecuencia regulable:** 5-200 Hz saltos de 5

**DutyCycle:** 5-100% saltos de 5

**Programas:** 80 + 10 libre

**Alimentación:** a red 220V

**Display gráfico de grandes dimensiones y sistema de navegación**

**EASY-PRO** con teclado joystick

Dispositivo Clase II tipo BF

**Standard:** EN 60601-1 EN60601-1-2 EN 60601-1-4 , Conformidad 93/42/CEE

#### **Equipo :**

1 Maletín para el transporte, 2 Difusores (Solenoides) Flexibles , 1 magnetoterapia Globus Magnum XL Pro, 1 alimentador, 1 manual de uso.

